

APWD 092

Gebruik

voor optimale behandeling en desinfectie van het serviesgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516066132 / Materiaalnummer: 11013610 / Oud Materiaalnummer: 68509200D

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Productcategorisatie</b>               |                 |
| Bedpanspoeler                             | •               |
| <b>Accessoires bij het toestel</b>        |                 |
| PWD 8545                                  | •               |
| <b>Productcategorie</b>                   |                 |
| Inzet voor bedpannen en urineflessen      | •               |
| <b>Producteigenschappen</b>               |                 |
| Materiaal                                 | Roestvrij staal |
| Kleur                                     | Roestvast staal |
| <b>Toepassingsgebied</b>                  |                 |
| Behandeling van bedpannen en urineflessen | •               |
| <b>Capaciteit</b>                         |                 |
| Urineflessen [aantal]                     | 3               |
| Bedpannen [aantal]                        | 1               |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>              |                 |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm             | 350             |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm            | 445             |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm             | 400             |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm             | 355             |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm            | 440             |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm             | 512             |
| Nettogewicht in kg                        | 1,54            |
| Brutogewicht in kg                        | 3,32            |