


APWD 094

Gebruik

voor optimale behandeling en desinfectie van het serviesgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516066040 / Materiaalnummer: 11013630 / Oud Materiaalnummer: 68509400D

<b>Productcategorisatie</b>	
Bedpanspoeler	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PWD 8545	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor bedpannen en urineflessen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van bedpannen en urineflessen	•
<b>Capaciteit</b>	
Urineflessen [aantal]	3
Bedpannen [aantal]	1
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	325
Buitenmaat, nettobreedte in mm	390
Buitenmaat, nettodiepte in mm	400
Buitenmaat, brutohoogte in mm	350
Buitenmaat, brutobreedte in mm	430
Buitenmaat, brutodiepte in mm	510
Nettogewicht in kg	1,82
Brutogewicht in kg	3,55