

APWD 098

Gebruik

voor optimale behandeling en desinfectie van het serviesgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516066071 / Materiaalnummer: 11013660 / Oud Materiaalnummer: 68509800D

Productcategorisatie	
Bedpanspoeler	•
Accessoires bij het toestel	
PWD 8545	•
Productcategorie	
Inzet voor bedpannen en urineflessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van bedpannen en urineflessen	•
Capaciteit	
Urineflessen [aantal]	3
Bedpannen [aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	325
Buitenmaat, nettobreedte in mm	390
Buitenmaat, nettodiepte in mm	400
Buitenmaat, brutohoogte in mm	365
Buitenmaat, brutobreedte in mm	435
Buitenmaat, brutodiepte in mm	505
Nettogewicht in kg	2,02
Brutogewicht in kg	3,58