


APWD 100

Gebruik

voor optimale behandeling en desinfectie van het serviesgoed in bedpanspoelers.



EAN: 4002516066095 / Materiaalnummer: 11013680 / Oud Materiaalnummer: 68510000D

| | |
|---|-----------------|
| Productcategorisatie | |
| Bedpanspoeler | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| PWD 8545 | • |
| Productcategorie | |
| Inzet voor bedpannen en urineflessen | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van bedpannen en urineflessen | • |
| Capaciteit | |
| Urineflessen [aantal] | 3 |
| Bedpannen [aantal] | 1 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 350 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 282 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 368 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 350 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 430 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 515 |
| Nettogewicht in kg | 1,29 |
| Brutogewicht in kg | 2,92 |