

APWD 062

Gebruik

voor optimaal plaatsen van staande instrumenten.



- Geschikt voor de plaatsing van sondes, pincetten en mondspiegels
- Geschikt voor vijlen, beitels en podologische instrumenten.

EAN: 4002516066668 / Materiaalnummer: 11017160 / Oud Materiaalnummer: 68406200D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Productcategorie	
Inzet voor instrumenten	•
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	122
Buitenmaat, nettobreedte in mm	124
Buitenmaat, nettodiepte in mm	395
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	415
Nettogewicht in kg	0,71
Brutogewicht in kg	0,95