

APWD 063

Gebruik

voor optimaal plaatsen van tot 8 bladen/trays of cassettes.



- Uitgerust met 9 houders, afstand 40 mm

EAN: 4002516066675 / Materiaalnummer: 11017170 / Oud Materiaalnummer: 68406300D

| | |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Productcategorisatie | |
| Thermodesinfectoren | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| Productcategorie | |
| Inzet voor trays/bladen | • |
| Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van trays/dienbladen | • |
| Capaciteit | |
| Trays/bladen [aantal] | 8 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 110 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 103 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 389 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 185 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 222 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 556 |
| Nettogewicht in kg | 0,30 |
| Brutogewicht in kg | 1,09 |