


A 623  
Module  
voor het optimaal plaatsen van maatcilinders.



- Uitgerust met 4 sproeiers
- Voor maatcilinder met 1–2 l capaciteit
- Draaibare kussentjes voor eenvoudige bediening

EAN: 4002516071440 / Materiaalnummer: 11025560 / Oud Materiaalnummer: 69662300D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor meetcilinders	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van maatcilinders	•
<b>Capaciteit</b>	
Maatcilinders [aantal]	4
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	437
Buitenmaat, nettobreedte in mm	255
Buitenmaat, nettodiepte in mm	608
Buitenmaat, brutohoogte in mm	540
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	500
Nettogewicht in kg	6,30
Brutogewicht in kg	7,80