

A 846

Injektordüse

met kussentje, voor het reinigen van laboratoriumflessen en rondkolf.



- Voor laboratoriumflessen tot 10 l en rondkolven tot 6 l
- Lengte sproeier: 127 mm
Lengte sproeier met beugel: 158 mm
- Ø sproeier: 10 mm
- Geschikt voor module A 313 en A 612

EAN: 4002516071464 / Materiaalnummer: 11025590 / Oud Materiaalnummer: 69684600D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, null, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, grijs
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	158
Buitenmaat, nettobreedte in mm	110
Buitenmaat, nettodiepte in mm	110
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	145
Buitenmaat, brutodiepte in mm	265
Nettogewicht in kg	0,23
Brutogewicht in kg	0,37