

A 306/1

Module

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk met grote inhoud.



- Geschikt voor 4 1–2 liter maatcilinder hoge vorm
- Geschikt voor 2 1–2 l maatcilinder lage vorm en twee hoge vormen
- Oppervlakte- en contactoppervlakken met rilsancoating
- Maatcilinders kunnen worden verwijderd uit module in toestel
- Max. lengte van de meetcilinder: 500 mm
- Er kunnen maximaal 2 modules worden gebruikt in rekken A 150 en APLW 106

EAN: 4002516076254 / Materiaalnummer: 11035210 / Oud Materiaalnummer: 69630601D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor meetcilinders	•
Module voor groot laboratoriumglaswerk	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof, Draad, gerilsaneerd
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van maatcilinders	•
<b>Capaciteit</b>	
Maatcilinders [aantal]	4
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	235
Buitenmaat, nettobreedte in mm	418
Buitenmaat, nettodiepte in mm	471
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	2,10
Brutogewicht in kg	3,10