

A 315 Module

voor zekere en zuinige behandeling van holle tandheelkundige instrumenten.



- Verhoging van de injectorcapaciteit van 22 naar 44 stuks
- Achterwaarts compatibel met alle verkrijgbare A 151
- Alle gangbare tand- en KNO-adapters en accessoires zijn bruikbaar

EAN: 4002516087861 / Materiaalnummer: 11055980 / Oud Materiaalnummer: 69631500D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor KNO-instrumenten	•
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
Overige inzetrekken/overige modules	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Gebruik van een centraalfilter mogelijk	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Capaciteit	
KNO-instrumenten [aantal]	22
Hand- en hoekstukken [aantal]	22
Spenen [aantal]	22
Holle instrumenten [aantal]	22
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	145
Buitenmaat, nettobreedte in mm	492
Buitenmaat, nettodiepte in mm	542
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	1,35
Brutogewicht in kg	2,35
Meegeleverde verpakking	
A 838 sleutelset [aantal]	1