


APLW 000

Wagen

voor het optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk op de bovenste niveaus.

EAN: 4002516115281 / Materiaalnummer: 11104470 / Oud Materiaalnummer: 69300000D



- Uitgerust met 1 ingebouwde sproeiarm
- Voor het plaatsen van inzetten
- Beladingsafmetingen
484 x 525 mm

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inzet/module voor bekeerglazen	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	160
Buitenmaat, nettobreedte in mm	560
Buitenmaat, nettodiepte in mm	532
Buitenmaat, brutohoogte in mm	190
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	4,30
Brutogewicht in kg	6,07