

APLW 001

Wagen

voor het optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk op de onderste niveaus.



- Maximale breedte belading: 470 mm
- Maximale diepte belading: 490 mm

EAN: 4002516115298 / Materiaalnummer: 11104480 / Oud Materiaalnummer: 69300100D

| | |
|---|----------------------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Productcategorie | |
| Inzet/module voor bekeerglazen | • |
| Wagen voor inzetrekken | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk | • |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 135 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 535 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 582 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 190 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 560 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 610 |
| Nettogewicht in kg | 4,20 |
| Brutogewicht in kg | 5,90 |