

APLW 003

Wagen

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk met grote inhoud tot 20 l.



Image
in progress

- Uitgerust met 4 inspuiters
- Voor plaatsing van tot 2 flessen met een Ø van max. 280 mm
- Voor plaatsing van max. 2 flessen met een Ø van max. 190 mm

EAN: 4002516115410 / Materiaalnummer: 11104500 / Oud Materiaalnummer: 69300300D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Flessen [aantal]	2
Erlenmeyers [aantal]	2
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	400
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	582
Buitenmaat, brutohoogte in mm	580
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	5,08
Brutogewicht in kg	7,63