

APLW 004

Wagen

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk met grote inhoud tot 50 l.



- Uitgerust met 1 sproeikop

EAN: 4002516115427 / Materiaalnummer: 11104510 / Oud Materiaalnummer: 69300400D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Module voor groot laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Flessen [aantal]	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	588
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	582
Buitenmaat, brutohoogte in mm	760
Buitenmaat, brutobreedte in mm	625
Buitenmaat, brutodiepte in mm	715
Nettogewicht in kg	4,68
Brutogewicht in kg	9,83