

APLW 005

Wagen

voor het optimaal plaatsen van maximaal 56 pipetten.



- Voor het optimaal plaatsen van maximaal 56 pipetten, diagonaal

EAN: 4002516115434 / Materiaalnummer: 11104520 / Oud Materiaalnummer: 69300500D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Wagen voor pipetten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Capaciteit	
Pipetten [aantal]	56
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	308
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	582
Buitenmaat, brutohoogte in mm	570
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	6,40
Brutogewicht in kg	9,20