

APLW 007

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 2 pipetcassettes.



- Voor de onderste niveaus
- Maximale lengte pipetten : 520 mm

EAN: 4002516115458 / Materiaalnummer: 11104540 / Oud Materiaalnummer: 69300700D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6111	•
Productcategorie	
Wagen voor pipetten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	580
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	420
Buitenmaat, brutohoogte in mm	580
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	7,18
Brutogewicht in kg	9,98