


APLW 008

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 3 pipetcassettes.



- Voor de onderste niveaus
- Maat van de pipettencassette : B 84 x H 384 x D 84 mm

EAN: 4002516115465 / Materiaalnummer: 11104550 / Oud Materiaalnummer: 69300800D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor pipetten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	456
Buitenmaat, nettobreedte in mm	179
Buitenmaat, nettodiepte in mm	366
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	7,64
Brutogewicht in kg	9,64