


APLW 008

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 3 pipetcassettes.



- Voor de onderste niveaus
- Maat van de pipetencassette : B 84 x H 384 x D 84 mm

EAN: 4002516115465 / Materiaalnummer: 11104550 / Oud Materiaalnummer: 69300800D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6111	•
Productcategorie	
Wagen voor pipetten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	456
Buitenmaat, nettobreedte in mm	179
Buitenmaat, nettdiepte in mm	366
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	7,64
Brutogewicht in kg	9,64