

APLW 009

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 2 pipetcassettes.



- Voor de onderste niveaus
- Maximale lengte pipetten: 290 mm

EAN: 4002516115472 / Materiaalnummer: 11104560 / Oud Materiaalnummer: 69300900D

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Productcategorisatie</b>                                 |                            |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •                          |
| <b>Accessoires bij het toestel</b>                          |                            |
| PLW 6011  | •                          |
| <b>Productcategorie</b>                                     |                            |
| Wagen voor pipetten   | •                          |
| <b>Producteigenschappen</b>                                 |                            |
| Materiaal   | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur   | Roestvast staal            |
| <b>Toepassingsgebied</b>                                    |                            |
| Behandeling van pipetten/injectieflacons                    | •                          |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                                |                            |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                               | 166                        |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                              | 245                        |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                               | 66                         |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                               | 355                        |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                              | 565                        |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                               | 610                        |
| Nettogewicht in kg  | 6,22                       |
| Brutogewicht in kg  | 8,55                       |