

APLW 009

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 2 pipetcassettes.



- Voor de onderste niveaus
- Maximale lengte pipetten: 290 mm

EAN: 4002516115472 / Materiaalnummer: 11104560 / Oud Materiaalnummer: 69300900D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
Productcategorie	
Wagen voor pipetten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	166
Buitenmaat, nettobreedte in mm	245
Buitenmaat, nettodiepte in mm	66
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	6,22
Brutogewicht in kg	8,55