

APLW 010
Bovenkorf
met 156 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen Ø 2,5 mm.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115489 / Materiaalnummer: 11104570 / Oud Materiaalnummer: 69301000D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	156
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	162
Buitenmaat, nettobreedte in mm	534
Buitenmaat, nettodiepte in mm	569
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	5,16
Brutogewicht in kg	7,58