

APLW 012

Bovenkorf

met 84 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen Ø 2,5 mm.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115502 / Materiaalnummer: 11104590 / Oud Materiaalnummer: 69301200D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	84
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	158
Buitenmaat, nettobreedte in mm	532
Buitenmaat, nettodiepte in mm	570
Buitenmaat, brutohoogte in mm	350
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	600
Nettogewicht in kg	4,60
Brutogewicht in kg	7,40