

APLW 013  
Bovenkorf  
met 42 lege injectieplaatsen.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115519 / Materiaalnummer: 11104600 / Oud Materiaalnummer: 69301300D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	42
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	160
Buitenmaat, nettobreedte in mm	534
Buitenmaat, nettodiepte in mm	569
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	4,55
Brutogewicht in kg	6,95