

APLW 013/1
Bovenkorf
voorzien van 42 inspuisers APLW 051



- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115526 / Materiaalnummer: 11104610 / Oud Materiaalnummer: 69301301D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	42
Flessen [aantal]	42
Erlenmeyers [aantal]	42
Rondkolven [aantal]	42
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	160
Buitenmaat, nettobreedte in mm	534
Buitenmaat, nettodiepte in mm	569
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	5,88
Brutogewicht in kg	8,28
Meegeleverde verpakking	
APLW 051, inspuiser Ø 4 mm, lengte 110 mm [aantal]	42