

APLW 013/2

Bovenkorf

voorzien van inspuisers, 32 x APLW 051 en 10 x APLW 055



Image
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115533 / Materiaalnummer: 11104620 / Oud Materiaalnummer: 69301302D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	42
Flessen [aantal]	42
Erlenmeyers [aantal]	42
Rondkolven [aantal]	42
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	250
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	570
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	4,55
Brutogewicht in kg	9,00
Meegeleverde verpakking	
APLW 051, inspuiter Ø 4 mm, lengte 110 mm [aantal]	32
APLW 055, inspuiter Ø 6 mm, lengte 175 mm [aantal]	10