

APLW 014
Bovenkorf
met 20 lege injectieplaatsen.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115540 / Materiaalnummer: 11104630 / Oud Materiaalnummer: 69301400D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	20
Flessen [aantal]	20
Erlenmeyers [aantal]	20
Rondkolven [aantal]	20
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	21
Buitenmaat, nettobreedte in mm	20
Buitenmaat, nettodiepte in mm	16
Buitenmaat, brutohoogte in mm	340
Buitenmaat, brutobreedte in mm	555
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	4,22
Brutogewicht in kg	6,65