

APLW 015  
Bovenkorf  
met 16 lege injectieplaatsen.



**Image**  
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115571 / Materiaalnummer: 11104650 / Oud Materiaalnummer: 69301500D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	16
Flessen [aantal]	16
Erlenmeyers [aantal]	16
Rondkolven [aantal]	16
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	160
Buitenmaat, nettobreedte in mm	532
Buitenmaat, nettodiepte in mm	560
Buitenmaat, brutohoogte in mm	340
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	600
Nettogewicht in kg	4,00
Brutogewicht in kg	6,60