

APLW 017
Bovenkorf
met 121 lege injectieplaatsen.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus
- 200 x 490 mm bruikbare ruimte

EAN: 4002516115595 / Materiaalnummer: 11104670 / Oud Materiaalnummer: 69301700D

| | |
|---|-----------------------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Productcategorie | |
| Injectorrek | • |
| Bovenrek | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Blauw, Roestvast staal, Wit |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk | • |
| Capaciteit | |
| Reageerbuizen [aantal] | 121 |
| Ampullen [aantal] | 121 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 160 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 532 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 560 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 350 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 560 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 610 |
| Nettogewicht in kg | 4,20 |
| Brutogewicht in kg | 7,00 |