


APLW 018/1

Bovenkorf

voorzien van inspuiters, 121 x APLW 048 en 24 x APLW 051.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115717 / Materiaalnummer: 11104690 / Oud Materiaalnummer: 69301801D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Reageerbuizen [aantal]	121
Ampullen [aantal]	121
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	24
Flessen [aantal]	24
Erlenmeyers [aantal]	24
Rondkolven [aantal]	24
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	200
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	570
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	6,92
Brutogewicht in kg	11,42
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
APLW 051, inspuiters Ø 4 mm, lengte 110 mm [aantal]	32
APLW 048 inspuiters Ø 2,5 mm, lengte 80 mm [aantal]	121