


APLW 019/1

Bovenkorf

voorzien van 121 inspuiter APLW 047.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115731 / Materiaalnummer: 11104710 / Oud Materiaalnummer: 69301901D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Reageerbuizen [aantal]	121
Ampullen [aantal]	121
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	200
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	570
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	6,64
Brutogewicht in kg	9,06
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
APLW 047 inspuiter Ø 2,5 mm, lengte 50 mm [aantal]	121