

APLW 021
Onderkorf
met 110 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115762 / Materiaalnummer: 11104740 / Oud Materiaalnummer: 69302100D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Reageerbuizen [aantal]	110
Ampullen [aantal]	110
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	110
Flessen [aantal]	110
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	575
Buitenmaat, nettobreedte in mm	504
Buitenmaat, nettodiepte in mm	450
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	562
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	5,91
Brutogewicht in kg	8,35