

APLW 024

Onderkorf

met 42 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115793 / Materiaalnummer: 11104770 / Oud Materiaalnummer: 69302400D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	42
Flessen [aantal]	42
Erlenmeyers [aantal]	42
Rondkolven [aantal]	42
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	20
Buitenmaat, nettobreedte in mm	21
Buitenmaat, nettodiepte in mm	22
Buitenmaat, brutohoogte in mm	352
Buitenmaat, brutobreedte in mm	562
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	5,22
Brutogewicht in kg	7,66