

APLW 024/3

Onderkorf

voorzien van inspuisers, 30 x APLW 066 en 12 x APLW 067.



**Image
in progress**

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115823 / Materiaalnummer: 11104800 / Oud Materiaalnummer: 69302403D

| | |
|---|------------------------------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Productcategorie | |
| Injectorrek | • |
| Onderrek | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Blauw, Roestvast staal, Zwart, Wit |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk | • |
| Capaciteit | |
| Glaswerk met nauwe hals [aantal] | 42 |
| Flessen [aantal] | 42 |
| Erlenmeyers [aantal] | 42 |
| Rondkolven [aantal] | 42 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 220 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 535 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 575 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 352 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 562 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 615 |
| Nettogewicht in kg | 5,22 |
| Brutogewicht in kg | 13,87 |
| Meegeleverde verpakking | |
| APLW 066 inspuiter Ø 6 mm, lengte 175 mm [aantal] | 30 |
| APLW 067 inspuiter Ø 6 mm, lengte 225 mm [aantal] | 12 |