

APLW 024/3

Onderkorf

voorzien van inspuiters, 30 x APLW 066 en 12 x APLW 067.



**Image
in progress**

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115823 / Materiaalnummer: 11104800 / Oud Materiaalnummer: 69302403D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Zwart, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	42
Flessen [aantal]	42
Erlenmeyers [aantal]	42
Rondkolven [aantal]	42
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	220
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	575
Buitenmaat, brutohoogte in mm	352
Buitenmaat, brutobreedte in mm	562
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	5,22
Brutogewicht in kg	13,87
Meegeleverde verpakking	
APLW 066 inspuiters Ø 6 mm, lengte 175 mm [aantal]	30
APLW 067 inspuiters Ø 6 mm, lengte 225 mm [aantal]	12