

APLW 025

Onderkorf

met 24 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen.

**Miele**

**Image  
in progress**

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus
- 230 x 490 mm bruikbare ruimte

EAN: 4002516115830 / Materiaalnummer: 11104810 /

Oud Materiaalnummer: 69302500D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Onderrek	•
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	24
Flessen [aantal]	24
Erlenmeyers [aantal]	24
Rondkolven [aantal]	24
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	136
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	582
Buitenmaat, brutohoogte in mm	360
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	600
Nettogewicht in kg	4,40
Brutogewicht in kg	7,40