

APLW 025/1

Onderkorf

voorzien van inspuisers, 12 x APLW 056 en 12 x APLW 052.



**Image  
in progress**

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus
- 230 x 490 mm bruikbare ruimte

EAN: 4002516115847 / Materiaalnummer: 11104820 /

Oud Materiaalnummer: 69302501D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Onderrek	•
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Zwart, Wit
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	24
Flessen [aantal]	24
Erlenmeyers [aantal]	24
Rondkolven [aantal]	24
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	270
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	570
Buitenmaat, brutohoogte in mm	350
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	5,26
Brutogewicht in kg	8,40
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
APLW 052 inspuiter Ø 4 mm, lengte 175 mm [aantal]	12
APLW 056 inspuiter Ø 6 mm, lengte 225 mm [aantal]	12