


APLW 026/1

Onderkorf

voorzien van 20 inspuiter APLW 056.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115861 / Materiaalnummer: 11104840 / Oud Materiaalnummer: 69302601D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Zwart, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	20
Flessen [aantal]	20
Erlenmeyers [aantal]	20
Rondkolven [aantal]	20
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	270
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	570
Buitenmaat, brutohoogte in mm	340
Buitenmaat, brutobreedte in mm	555
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	4,92
Brutogewicht in kg	9,20
Meegeleverde verpakking	
APLW 056 inspuiter Ø 6 mm, lengte 225 mm [aantal]	20