

APLW 028  
Onderkorf  
met 27 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen.



**Image**  
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115885 / Materiaalnummer: 11104860 / Oud Materiaalnummer: 69302800D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Onderrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	27
Flessen [aantal]	27
Erlenmeyers [aantal]	27
Rondkolven [aantal]	27
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	458
Buitenmaat, nettobreedte in mm	420
Buitenmaat, nettodiepte in mm	35
Buitenmaat, brutohoogte in mm	340
Buitenmaat, brutobreedte in mm	555
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	4,98
Brutogewicht in kg	7,30