

APLW 030

Onderkorf

met 12 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen.



**Image**  
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus
- 220 x 490 mm bruikbare ruimte

EAN: 4002516115908 / Materiaalnummer: 11104880 / Oud Materiaalnummer: 69303000D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Onderrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	12
Flessen [aantal]	12
Erlenmeyers [aantal]	12
Rondkolven [aantal]	12
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	135
Buitenmaat, nettobreedte in mm	424
Buitenmaat, nettodiepte in mm	582
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	4,32
Brutogewicht in kg	6,72