

APLW 030/1

Onderkorf

voorzien van inspuiters, 6 x APLW 067 en 6 x APLW 066.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115915 / Materiaalnummer: 11104890 / Oud Materiaalnummer: 69303001D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Onderrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Zwart, Wit
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	12
Flessen [aantal]	12
Erlenmeyers [aantal]	12
Rondkolven [aantal]	12
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	235
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	575
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	5,33
Brutogewicht in kg	8,55
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
APLW 066 inspuiters Ø 6 mm, lengte 175 mm [aantal]	6
APLW 067 inspuiters Ø 6 mm, lengte 225 mm [aantal]	6