

APLW 031  
Onderkorf  
met 9 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen.



**Image**  
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115922 / Materiaalnummer: 11104900 / Oud Materiaalnummer: 69303100D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Onderrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	9
Flessen [aantal]	9
Erlenmeyers [aantal]	9
Rondkolven [aantal]	9
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	137
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	582
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	4,52
Brutogewicht in kg	6,95