

APLW 032
Onderkorf
met 121 + 24 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen.



Image
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115939 / Materiaalnummer: 11104910 / Oud Materiaalnummer: 69303200D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Reageerbuizen [aantal]	121
Ampullen [aantal]	121
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	24
Flessen [aantal]	24
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	570
Buitenmaat, nettobreedte in mm	536
Buitenmaat, nettodiepte in mm	70
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	5,99
Brutogewicht in kg	8,31