

APLW 032/1

Onderkorf

voorzien van inspuiters, 121 x APLW 048 en 24 x APLW 056.



Image
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115946 / Materiaalnummer: 11104920 / Oud Materiaalnummer: 69303201D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Zwart, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Reageerbuizen [aantal]	121
Ampullen [aantal]	121
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	24
Flessen [aantal]	24
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	270
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	575
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	5,99
Brutogewicht in kg	13,98
Meegeleverde verpakking	
APLW 048 inspuiters Ø 2,5 mm, lengte 80 mm [aantal]	121
APLW 056 inspuiters Ø 6 mm, lengte 225 mm [aantal]	24