


APLW 034

Afdekken

Hoogte 250 mm, om delicaat spoelgoed te fixeren.



EAN: 4002516115960 / Materiaalnummer: 11104940 / Oud Materiaalnummer: 69303400D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige inzetstukken	•
Afdekking	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	250
Buitenmaat, nettobreedte in mm	248
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	330
Buitenmaat, brutobreedte in mm	312
Buitenmaat, brutodiepte in mm	315
Nettogewicht in kg	0,52
Brutogewicht in kg	1,38