


APLW 035

Afdekken

Hoogte 175 mm, om delicaat spoelgoed te fixeren.

EAN: 4002516115977 / Materiaalnummer: 11104950 / Oud Materiaalnummer: 69303500D



Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Afdekking	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	175
Buitenmaat, nettobreedte in mm	248
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	330
Buitenmaat, brutobreedte in mm	312
Buitenmaat, brutodiepte in mm	312
Nettogewicht in kg	0,48
Brutogewicht in kg	1,36