

APLW 037

Beschermrooster

in hoogte verstelbaar, om delicaat spoelgoed te fixeren



EAN: 4002516115991 / Materiaalnummer: 11104970 / Oud Materiaalnummer: 69303700D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige inzetstukken	•
Afdekking	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	225
Buitenmaat, nettobreedte in mm	369
Buitenmaat, nettodiepte in mm	380
Buitenmaat, brutohoogte in mm	350
Buitenmaat, brutobreedte in mm	430
Buitenmaat, brutodiepte in mm	510
Nettogewicht in kg	1,13
Brutogewicht in kg	2,82