

APLW 039

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van petrischalen.



- Geschikt voor 26 petrischaaltjes
- Afstand tussen de houders 24 mm

EAN: 4002516116011 / Materiaalnummer: 11104990 / Oud Materiaalnummer: 69303900D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inzet/module voor petrischalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	83
Buitenmaat, nettobreedte in mm	237
Buitenmaat, nettodiepte in mm	430
Buitenmaat, brutohoogte in mm	255
Buitenmaat, brutobreedte in mm	410
Buitenmaat, brutodiepte in mm	510
Nettogewicht in kg	1,17
Brutogewicht in kg	2,47