


APLW 040

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van reageerbuizen, hoogte 100 mm.



- Te gebruiken met deksel APLW 043

EAN: 4002516116028 / Materiaalnummer: 11105000 /
Oud Materiaalnummer: 69304000D

Productcategorisatie	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuizen	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Maximale beladingshoogte in mm	115
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	100
Buitenmaat, nettobreedte in mm	220
Buitenmaat, nettodiepte in mm	220
Buitenmaat, brutohoogte in mm	330
Buitenmaat, brutobreedte in mm	315
Buitenmaat, brutodiepte in mm	315
Nettogewicht in kg	0,47
Brutogewicht in kg	1,58