

APLW 041

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van reageerbuizen, hoogte 130 mm.

EAN: 4002516116035 / Materiaalnummer: 11105010 / Oud Materiaalnummer: 69304100D



- Te gebruiken met deksel APLW 043

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Productcategorisatie</b>                                 |                 |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •               |
| <b>Accessoires bij het toestel</b>                          |                 |
| PLW 6011  | •               |
| PLW 6111  | •               |
| <b>Productcategorie</b>                                     |                 |
| Inzet/module voor reageerbuizen                             | •               |
| <b>Producteigenschappen</b>                                 |                 |
| Materiaal   | Roestvrij staal |
| Kleur   | Roestvast staal |
| Maximale beladingshoogte in mm                              | 115             |
| <b>Toepassingsgebied</b>                                    |                 |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk                        | •               |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                                |                 |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                               | 130             |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                              | 220             |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                               | 220             |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                               | 330             |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                              | 300             |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                               | 315             |
| Nettogewicht in kg  | 0,55            |
| Brutogewicht in kg  | 1,35            |