


APLW 042

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van reageerbuizen, hoogte 200 mm.



- Te gebruiken met deksel APLW 043

EAN: 4002516116042 / Materiaalnummer: 11105020 / Oud Materiaalnummer: 69304200D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuizen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Maximale beladingshoogte in mm	215
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	202
Buitenmaat, nettobreedte in mm	220
Buitenmaat, nettodiepte in mm	220
Buitenmaat, brutohoogte in mm	325
Buitenmaat, brutobreedte in mm	305
Buitenmaat, brutodiepte in mm	310
Nettogewicht in kg	0,65
Brutogewicht in kg	1,60